


新型コロナワクチン巡回接種用の保冷バッグ（2-30℃，6時間保存用） 外気温，車内温度30℃を超える場合は保冷剤もお使い下さい

バイアルは
ホルダー
されており
逆さにして
も落下しま
せん
（ホルダー
に破損等な
ければ）



外寸
縦24cm
横31cm
高24cm

外気温24℃
程度で
測定した
ところ

保冷剤 1 個
→10℃程度

保冷剤 2 個
→約2-6℃

※凍結防止
のため 2 個
まで

（予冷する
場合は20分
程度放置）



蓋付き
発泡スチ
ロール
ケース